

Site: 1 <sup>er</sup> RAM T 03 25 43 47 20 / F 03 25 73 55 69	Site: 1 <sup>er</sup> MAI T 03 25 46 22 44 / F 03 25 72 11 16	Site : PASTEUR T 03.25.43.47.10 / F 03.25.43.30.80	Site : HERRIOT T 03.25.72.30.20/ F 03.25.72.30.22	Site : PARVIS de la Gare T 03.25.74.99.25 / F 03.25.74.99.26
Site: PALISSY-CHAPELLE St Luc T 03 25 43 35 43 / F 03 25 73 38 23	Site: BAR/AUBE T 03 25 92 39 80 / F 03 25 92 39 89	Site : BAR/SEINE T 03 25 29 96 60 / F 03 25 29 76 13	Site de ROMILLY/Seine T 03 25 24 04 12/ F 03.25.24.29.74	Site : NOGENT/Seine T 03 25 39 02 98 / F 03 25 39 79 28
Site : PROVINS T 01 64 00 07 08 / F 01 60 67 89 75	Site : TONNERRE T 03.86.55.02.67 / F 03.86.55.08.21	Site : ST FLORENTIN T 03.86.35.27.41 / F 03.86.35.36.02	Site : MIGENNES T 03.86.80.09.41 / F 03.86.80.05.86	Site : VILLENEUVE/YONNE T 03.86.87.21.40 / F 03.86.87.01.58

Pour toute demande de matériel de prélèvement, veuillez remplir le bon ci-dessous.

Le remettre à notre coursier ou le faxer au site concerné. **(Demande à effectuer au minimum 3 jours à l'avance-Merci)**.

Date de la demande	Préleveur concerné (IDE, Cabinet IDE, Médecin) :
Adresse de livraison	

MATERIEL		CONDITIONNEMENT	QUANTITE
Boîtes de prélèvement sanguin		Unité	
<b>PRELEVEMENTS SANGUINS : Aiguilles de prélèvement sanguin</b>			
Aiguilles VERTES		Lot de 10	
Aiguilles NOIRES		Lot de 10	
Aiguilles VERTES DE SECURITE-Aiguille Eclipse Signal		Lot de 10	
Aiguilles sécurisées VERTES ECLIPSE VISION (réf 368837)		Lot de 10	
Aiguilles sécurisées NOIRES ECLIPSE VISION (réf 368838)		Lot de 10	
Aiguilles Visio (transparente) noires		Lot de 10	
Unité de prélèvement à ailette- (Epicrâniennes-Aiguilles « papillon ») bleues		Lot de 5	
Unité de prélèvement à ailette (Epicrâniennes- Aiguilles « papillon ») vertes (Indisponible sur les sites de Romilly sur Seine, Nogent sur Seine, Provins)		Lot de 5	
TUBES CITRATE		Lot de 10	
TUBES CITRATE Pédiatrique (prélèvements difficiles)		Lot de 10	
TUBES SECS avec gel		Lot de 10	
TUBES SECS		Lot de 10	
TUBES HEPARINE		Lot de 10	
TUBES EDTA		Lot de 10	
TUBES GLYCEMIE		Lot de 10	

<b>PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES - Milieux de prélèvement/transport</b>			
E-tiquettes identification Groupes sanguins		Planche de 40	
Kit pour recherche de SARS-COVID par PCR (ne pas laisser l'écouvillon dans le tube)		A l'unité	
Urino-col – recueil urine en pédiatrie		A l'unité	
Flacons pour urines avec tube avec ou sans conservateur (ECBU, protéinurie,)		A l'unité	
Flacons pour urines de 24 heures		A l'unité	
Flacons pour HLM (compte d'addis)		A l'unité	
Flacons coproculture ou crachats		A l'unité	
Flacons pour cytologie urinaire (anapath)		A l'unité	
Kit pour recherche de sang dans les selles (Hemocult)- Sachet bleu + fiche de préco+ flacon		A l'unité	
Kit coproculture-Sachet bleu avec fiche de préconisation + flacon+ écouvillon fecalswab		A l'unité	
Milieux de prélèvement/transport Eswab avec écouvillon		A l'unité	
Milieux de prélèvement/transport Eswab avec écouvillon fin		A l'unité	
Flacons neutres		A l'unité	
<b>DPNI (envoi BIOXA) + renseignements + consentement</b>		A l'unité	
SF/ DR	Spéculum	A l'unité	
	Flacons (alcool 50%) spécifiques pour frottis cervico-vaginaux	A l'unité	
	Ecouvillon pour Recherche de chlam	A l'unité	

Autres (préciser) :

Guide de prélèvement Dynalab : Consultable sur votre Smartphone en téléchargeant l'application gratuite LBM DYNALAB sur App store ou google play

Guide prélèvement du laboratoire spécialisé Cerba : Consultable sur le site <http://www.lab-cerba.com/> (Catanacerba).

Cadre réservé au laboratoire : Demande réceptionnée par :

le :  
Matériel livré Le :